

2026年8月

医療関係者 各位

沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-30

Fitbit連携をご利用中の患者さんの 再連携作業に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日公開のSaluDi(サルディ)アプリ最新バージョン1.0.29にて、Google社のFitbit連携システムの仕様変更に対応いたしました。

引き続きFitbitからのデータ連携をご希望の場合は、下記の手順の通り、患者さんにて再連携設定が必要となりますので、お知らせいたします。

敬具

記

1. 再連携設定について

アプリ内での主な設定手順は以下の通りです。(所要時間2～3分)

- ① アプリを最新バージョン(1.0.29以上)へアップデート
- ② アプリ内「その他」>「各種設定」を開く
- ③ 「歩数・活動量」内の「Google Health」下にある「設定」をタップ
- ④ Fitbitを登録したGoogle Healthアプリに紐づくGoogleアカウントでサインインを行う

▼画像付きマニュアル

https://www.sawai.co.jp/saludi/assets/pdf/manual_patients_fitbitsetting.pdf

2. 注意事項

SaluDiのアプリユーザー向けにも、同様のお知らせを配信しておりますが、アプリのアップデートおよび再連携設定が行われない場合、Fitbitからのデータ自動連携が順次終了しますので、ご注意ください。なお、医療関係者の皆様の管理画面(SmartOneHealth)側の設定は不要です。

【問い合わせ先】

SaluDiサポートセンター フリーダイヤル 0120-296-060

受付時間：月～金 9:00～17:00（土・日・会社休日除く）

以上